

Gavin • Revalidatie — Handleiding v7

Persoonlijk offline revalidatelogboek voor iPhone

Nieuw in v7

De tellers worden nu met vaste tijdstempels bijgehouden. Daardoor blijft een actieve teller ook na wisselen van scherm of opnieuw openen doorlopen. De 2-uurs/10-minuten-cyclus kan automatisch doorgaan.

2 uur werken / 10 minuten plat

- Druk op Start.
- De teller loopt 2 uur.
- Daarna gaat de app automatisch naar 10 minuten platliggen.
- Na 10 minuten begint opnieuw 2 uur werken.
- Bij de overgang probeert de app een geluidssignaal te geven.
- De cyclus wordt lokaal bewaard, zodat de resterende tijd bij opnieuw openen kan worden herberekend.

Wandeltest

De wandelcounter kan worden gestart, gestopt en gereset. Een actieve teller wordt lokaal bewaard en kan bij opnieuw openen verdergaan.

Dag-, week- en maandsamenvatting

- Ga naar ■ Samenvatting.
- Gebruik Dag opslaan, Week opslaan of Maand opslaan om een momentopname in de app te bewaren.
- Gebruik de bijbehorende afdrukknop om een afdrukvenster te openen.
- Op iPhone kun je vanuit het afdruk-/deelvenster de samenvatting als PDF bewaren of delen.
- Opgeslagen samenvattingen blijven lokaal op het apparaat staan.

Klachten, pijn, gevoel en kracht

Per lichaamslocatie kun je dagelijks vastleggen waar pijn zit, waar gevoel verminderd/afwezig is en waar kracht verminderd/afwezig is. Pijn wordt op een schaal van 0–10 geregistreerd. Per locatie kan de ontwikkeling over meerdere metingen in een grafiek worden bekeken.

PIN

De app vraagt bij openen om de ingestelde 6-cijferige PIN. De PIN wordt niet als tekst in de interface getoond. Dit is een lokale toegangsbeveiliging en geen volledige versleuteling van alle gegevens.

Offline en privacy

Registraties worden lokaal in de browser/PWA opgeslagen. De app is geen officieel Rijndam-systeem. Controleer medische gegevens en medicatie altijd met het behandelteam en het voorschrift.

Versie: Gavin Revalidatie v7